

海底撈自煮火鍋全新上市

海底撈火鍋湯團購優惠價~最低價只要**120元**！

活動延長到2020年4月30號

在家就能享用



海底撈

〈最美味的川味火鍋，給你滿滿的色香味〉

**不須開火
只需加水**

NEW

蕃茄牛肉
自煮火鍋

335g/份

完美比例！

NEW

四川麻辣
豬肉乾

130g/包

香辣喇嘴！

NEW

麻辣嫩牛肉
自煮火鍋

370g/份

不能錯過！

新品上市 海底撈自煮火鍋系列

牛肉肉塊與在地蔬菜搭配經典湯底！

市價**269**元/份

限時團購價只要

199元

新品上市 四川麻辣豬肉乾

嚴選豬後腿肉，搭配知名火鍋湯底！

市價**168**元/包

限時團購價只要

125元



福利驚奇網
FREEMART.COM.TW

黃稜淨
淨淨 Ivy

分機
556

<http://www.freemart.com.tw>

<https://www.facebook.com/freemarttw>

TEL : 02-2176-5000 · 02-2176-5222

FAX : 02-2651-8319

Email : ivy.huang@freemart.com.tw



加Line
溝通更即時



@jdy2953y

購物滿2500元免運費，未滿者酌收80元物流費

N O	品項	規格與說明	葷素	市價	華航價
1	番茄鍋底(訂購時間至4/30)	200g(100g*2)/包	植物五辛素	250	120
2	上湯三鮮鍋底(訂購時間至4/30)	200g(100g*2)/包	葷	250	120
3	海底撈麻辣香鍋(訂購時間至4/30)	220g(110g*2)/包	葷	250	120
4	海底撈麻辣清油(訂購時間至4/30)	220g(110g*2)/包	葷	250	120
5	清湯湯底(訂購時間至4/30)	110g/包	葷	250	120
6	四川麻辣豬肉乾	130g/包	葷	168	125
7	海底撈蕃茄牛肉自煮火鍋	335g	葷	269	199
8	海底撈麻辣嫩牛肉自煮火鍋	370g	葷	269	199

海底撈湯底

30,185已搶購 [加入追蹤](#)

想吃海底撈~不用排隊在家就能享用! 不須開火, 只需加水! 超夯的自煮火鍋來啦! 誠意十足的牛肉肉塊與多樣台灣在地蔬菜! 還有經典川味火鍋湯底, 給你滿滿的色香味!

想吃海底撈~不用排隊在家就能享用!

最美味的川味火鍋, 給你滿滿的色香味。



NEW! 海底撈蕃茄牛肉自煮火鍋	NEW! 海底撈麻辣嫩牛肉自煮火鍋	NEW! 四川麻辣豬肉乾
誠意十足的牛肉肉塊與多樣台灣在地蔬菜! 搭配海底撈經典湯底! 不須開火, 只需加水即可享用熱騰騰的美食!		嚴選豬後腿肉, 搭配知名火鍋湯底! 香辣喇嘴!

海底撈麻辣香鍋



商品品名	海底撈麻辣香鍋
商品特色	麻辣香料：最愛吃麻辣火鍋，又麻又辣~就是必點，辣度約大辣偏麻
商品規格	淨重：220g(110g*2)/包
商品成份	食用大豆油、食鹽、辣椒、豆瓣醬(辣椒、蠶豆、食鹽、麵粉)、花椒、薑、白酒、蒜頭、蔗糖、大蔥、胡椒、5'-鳥嘌呤核苷酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷酸二鈉、酵母提取物、豆蔻、肉豆蔻、小茴香、桂皮、八角、丁香、陳皮、甘草
葷 / 素	葷
產地	中國
保存期限 / 方式	常溫保存 15 個月
食用方法	依包裝所示
過敏原資訊	本產品含有小麥、大豆和蠶豆製品，不適合其過敏體質者食用。本產品含有桂皮，孕婦忌食。
注意事項	常溫，請勿置於高溫潮濕處，開袋後需冷藏保存。
商品包裝	包裝材質：袋裝，包裝尺寸：25*16*2cm 

海底撈麻辣清油



商品品名	海底撈麻辣清油
商品特色	麻辣清油：首選必點，辣度約中辣偏麻，適合涮肉、白菜、魚蝦丸等
商品規格	淨重：220g(110g*2)/包
商品成份	食用大豆油、食鹽、辣椒、豆瓣醬(辣椒、蠶豆、食鹽、麵粉)、花椒、薑、白酒、蒜頭、蔗糖、大蔥、胡椒、5'-鳥嘌呤核苷酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷酸二鈉、酵母提取物、豆蔻、肉豆蔻、小茴香、桂皮、八角、丁香、陳皮、甘草
葷 / 素	葷
產地	中國
保存期限 / 方式	常溫保存 15 個月
食用方法	依包裝所示
過敏原資訊	本產品含有小麥、大豆和蠶豆製品，不適合其過敏體質者食用。本產品含有桂皮，孕婦忌食。
注意事項	常溫，請勿置於高溫潮濕處，開袋後需冷藏保存。
商品包裝	包裝材質：袋裝，包裝尺寸：25*16*2cm 

番茄鍋底



商品品名	番茄鍋底
商品特色	清爽番茄，酸甜適口、老少皆宜，口味清爽適合涮牛肉、蔬菜類。
商品規格	淨重：200g(100g*2)/包
商品成份	番茄泥、食用大豆油、番茄、番茄醬(番茄泥、高果糖糖漿、玉米糖漿、食用醋、食鹽、辣椒、洋蔥)、蔗糖、洋蔥、食鹽、薑、複合調味料(L-麩酸鈉、食鹽、麥芽糊精、蔗糖、玉米澱粉、5'-鳥嘌呤核苷酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷酸二鈉、香料、分離大豆蛋白、薑黃)、L-麩酸鈉、檸檬酸、5'-鳥嘌呤核苷酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷酸二鈉
葷 / 素	植物五辛素
產地	中國
保存期限 / 方式	常溫保存 12 個月
食用方法	依包裝所示
過敏原資訊	本產品含有大豆，不適合其過敏體質者食用
注意事項	無
商品包裝	包裝材質：袋裝，包裝尺寸：25*16*2cm 

上湯三鮮鍋底



商品品名	上湯三鮮鍋底
商品特色	上湯三鮮：此湯頭是大家都稱讚的基本款哦，什麼都可以涮！鮮蝦、蛤蜊、魚丸類、火鍋料都超讚～尤其煮細冬粉一絕！
商品規格	淨重：200g(100g*2)/包
商品成份	榨菜(榨菜、食鹽、檸檬酸、醋酸、乳酸)、食用大豆油、複合調味料(L-麩酸鈉、食鹽、麥芽糊精、蔗糖、玉米澱粉、5'-鳥嘌呤核苷酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷酸二鈉、香料、分離大豆蛋白、薑黃、蒜頭、洋蔥、L-麩酸鈉、蝦、薑、芝麻、胡椒、白酒、L-抗壞血酸(抗氧化劑)、異抗壞血酸鈉(抗氧化劑)
葷 / 素	葷
產地	中國
保存期限 / 方式	常溫保存 12 個月
食用方法	依包裝所示
過敏原資訊	本產品含有蝦、芝麻、大豆，不適合其過敏體質者食用
注意事項	無
商品包裝	包裝材質：袋裝，包裝尺寸：25*16*2cm 

清湯湯底



商品品名	清湯湯底
商品特色	精華湯底、鮮香翻倍
商品規格	淨重：110g
商品成份	粉料包: 麥芽糊精、複合調味料(L-麩酸鈉、食鹽、麥芽糊精、蔗糖、玉米澱粉、5'-鳥嘌呤核苷酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷酸二鈉、香料、分離大豆蛋白、薑黃)、L-麩酸鈉、食鹽、乳粉、酵母提取物、調味粉(酸化澱粉、當歸、薑) 乾料包: 紅棗、枸杞
葷 / 素	葷
產地	中國
保存期限 / 方式	常溫保存 15 個月
食用方法	依包裝所示
過敏原資訊	本產品含有大豆和牛奶製品,不適合其過敏體質者食用。
注意事項	常溫,請勿置於高溫潮濕處,開袋後需冷藏保存。
商品包裝	包裝材質:袋裝,包裝尺寸:25*16*2cm

菌湯湯底



商品品名	菌湯湯底
商品特色	養生菌菇:喜歡菇類的朋友千萬不能錯過,菇味不會太濃厚,偏清爽,適合煮根莖類、葉菜類、玉米等。
商品規格	淨重:150g/包
商品成份	水、複合調味料(L-麩酸鈉、食鹽、麥芽糊精、蔗糖、玉米澱粉、5'-鳥嘌呤核苷酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷酸二鈉、香料、分離大豆蛋白、薑黃)、L-麩酸鈉、食鹽、食用大豆油、食用菌(白乳牛肝菌、香菇、黃皮牛肝菌、美味牛肝菌、黃乳牛肝菌)(牛肝菌含量 6%)、羥丙基澱粉二鈉、5'-鳥嘌呤核苷酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷酸二鈉
葷 / 素	素
產地	中國
保存期限 / 方式	常溫保存 12 個月
食用方法	依包裝所示
過敏原資訊	無
注意事項	無
商品包裝	包裝材質:袋裝,包裝尺寸:25*16*2cm

SGS檢驗-菌湯湯底-檢驗防腐劑、生菌數、大腸桿菌檢驗合格



食品實驗室-高雄
FOOD LAB-KAOHSIUNG
測試報告
Test Report

Page: 2 of 3

宜信國際企業股份有限公司
高雄市左營區新下里南屏路266-2號10樓

報告編號： VA/2018/A2131A-01
報告日期： 2018/11/06

[illegible]

備註：1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

2. 在報告中詳述風險的來源。
3. 當測試項目屬於次要分析時以「次要風險」表示；當測試項目主要於次要分析時以「僅測風險」表示。
4. 位於次要風險「僅測風險」項下則以「無知或」隱性」表示。
5. 測試項目若缺乏資料或無法為該造衛生福利部食品藥物管理署提供確切資料。
6. 當主風險、嚴重及隱性風險測試結果呈現(●)時，表示高為分數。

[illegible]

1000 Taiwan Ltd. No. 21, Kwei-Fu Road, South Taipei Technology Zone, Keelung, Taiwan / 高雄新橋路21號
 台灣總經銷亞細亞有限公司 ☎ (886) 9 301-2121 ☎ (886) 9 301-2007 www.asia.tw

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 103–110

SGS檢驗-麻辣香鍋-檢驗防腐劑、生菌數、大腸桿菌檢驗合格



食品實驗室-高雄
FOOD LAB-KAOHSIUNG
測試報告
Test Report

Page 1 of 2

宜信國際企業股份有限公司
高雄市左營區新下里南屏路266-2號10樓

報告編號: VA/2018/A3186A-01
報告日期: 2018/11/05

[illegible]

註：測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

3. 若該測試項目屬於定質分析則以「定質信效」表示；若該測試項目屬於定距分析則以「信測信效」表示。

此項服務由本公司提供所使用之通訊服務由該服務商提供，此服務可於本公司網頁 <http://www.hkair.com.hk/airline/airline.htm> 查閱。凡電子文件之格式或內容與本公司網頁所載之格式或內容有異者，則以本公司網頁所載之格式或內容為準。本公司網頁之內容，如與本公司之任何文件有衝突者，則以本公司之任何文件為準。本公司網頁之內容，如與本公司之任何文件有衝突者，則以本公司之任何文件為準。本公司網頁之內容，如與本公司之任何文件有衝突者，則以本公司之任何文件為準。

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司	Road 1, No. 46, Road 1st Stage, Fengshuei Lane, Keelung, Taiwan / 基隆市海山一路一號四十六號 ☎ 00361-301-7171 ☎ 00361-321-0887 www.sgs.tw
--	---

Member of the Board of Directors

SGS檢驗-番茄鍋底-檢驗防腐劑、生菌數、大腸桿菌檢驗合格



食品實驗室-高雄
FOOD LAB-KAOHSIUNG
測試報告
Test Report

Page: 2 of 3

立信國際企業股份有限公司
高雄市立營區新下里南屏路200-2號10樓

報告編號：VA/2018/A2131A-01
報告日期：2018/11/06

[illegible]

附註 1：測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

2. 本報告中部分圖表隨圖說明。
3. 資源調試項目屬於免費分析計以「免費標語」表示；資源調試項目屬於收費分析計以「傳訊標語」表示。
4. 由於免費標語/傳訊標語之間互換以「本報已」或「騰訊」表示。
5. 調試項目若無特別註明，為透過騰訊進行即會自動管理資源的項目。
6. 當主區、副區及即時標語調試項目是合共計(●)項，表示其為好評價。
-END-

[illegible]

1000 Taiwan Ltd. No. 1, Kwong Fook Street, Kwong Fook Pharmacy, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong / 香港中區德輔道中111號
 香港中區德輔道中111號 + (852) 2 312 4111 + (852) 2 312 4117 www.aga.hk

1000

SGS檢驗-清湯湯底-檢驗防腐劑、生菌數、大腸桿菌檢驗合格



食品實驗室-高雄
FOOD LAB-KAOHSIUNG
測試報告
Test Report

Page 2 of 2

宜信國際企業股份有限公司
高雄市左營區新下里尚華路298-2號10樓

報告編號: Y/A/2018/A3130A-01
報告日期: 2018/11/05

測試項目	測試方法	測試結果	定容/檢測 濃度 (ng/L)	單位
6.抗肌動-胞膜	---	---	---	---
6.1.單糖	衛生福利部標準方法第108/130219號公告修正食品中抗肌動之檢驗方法，以高液相層析法(HPLC)分析之。(衛生福利部公告之抗肌動檢驗方法並無內附，抗肌動-胞膜5項及抗肌動-胞膜7項，皆須視報告上之測試項目有無敘述，即代表是否經產商允許其進行該項檢測)。	未檢出	0.02	g/kg
6.2.二糖	衛生福利部標準方法第108/130219號公告修正食品中抗肌動之檢驗方法，以高液相層析法(HPLC)分析之。(衛生福利部公告之抗肌動檢驗方法並無內附，抗肌動-胞膜5項及抗肌動-胞膜7項，皆須視報告上之測試項目有無敘述，即代表是否經產商允許其進行該項檢測)。	未檢出	0.02	g/kg
6.3.多糖	衛生福利部標準方法第108/130219號公告修正食品中抗肌動之檢驗方法，以高液相層析法(HPLC)分析之。(衛生福利部公告之抗肌動檢驗方法並無內附，抗肌動-胞膜5項及抗肌動-胞膜7項，皆須視報告上之測試項目有無敘述，即代表是否經產商允許其進行該項檢測)。	未檢出	0.02	g/kg
6.4.抗肌動-胞核	---	---	---	---
6.5.抗肌動-單糖-脂	衛生福利部標準方法第108/130219號公告修正食品中抗肌動之檢驗方法，以高液相層析法(HPLC)分析之。(衛生福利部公告之抗肌動檢驗方法並無內附，抗肌動-胞膜5項及抗肌動-胞膜7項，皆須視報告上之測試項目有無敘述，即代表是否經產商允許其進行該項檢測)。	未檢出	0.006	g/kg
6.6.抗肌動-單糖-脂	衛生福利部標準方法第108/130219號公告修正食品中抗肌動之檢驗方法，以高液相層析法(HPLC)分析之。(衛生福利部公告之抗肌動檢驗方法並無內附，抗肌動-胞膜5項及抗肌動-胞膜7項，皆須視報告上之測試項目有無敘述，即代表是否經產商允許其進行該項檢測)。	未檢出	0.006	g/kg
6.7.抗肌動-單糖-內脂	衛生福利部標準方法第108/130219號公告修正食品中抗肌動之檢驗方法，以高液相層析法(HPLC)分析之。(衛生福利部公告之抗肌動檢驗方法並無內附，抗肌動-胞膜5項及抗肌動-胞膜7項，皆須視報告上之測試項目有無敘述，即代表是否經產商允許其進行該項檢測)。	未檢出	0.006	g/kg
6.8.抗肌動-單糖-二糖	衛生福利部標準方法第108/130219號公告修正食品中抗肌動之檢驗方法，以高液相層析法(HPLC)分析之。(衛生福利部公告之抗肌動檢驗方法並無內附，抗肌動-胞膜5項及抗肌動-胞膜7項，皆須視報告上之測試項目有無敘述，即代表是否經產商允許其進行該項檢測)。	未檢出	0.006	g/kg
6.9.抗肌動-單糖-脂	衛生福利部標準方法第108/130219號公告修正食品中抗肌動之檢驗方法，以高液相層析法(HPLC)分析之。(衛生福利部公告之抗肌動檢驗方法並無內附，抗肌動-胞膜5項及抗肌動-胞膜7項，皆須視報告上之測試項目有無敘述，即代表是否經產商允許其進行該項檢測)。	未檢出	0.006	g/kg
6.10.抗肌動-二糖	衛生福利部標準方法第108/130219號公告修正食品中抗肌動之檢驗方法，以高液相層析法(HPLC)分析之。(衛生福利部公告之抗肌動檢驗方法並無內附，抗肌動-胞膜5項及抗肌動-胞膜7項，皆須視報告上之測試項目有無敘述，即代表是否經產商允許其進行該項檢測)。	未檢出	0.006	g/kg
6.11.抗肌動-多糖	衛生福利部標準方法第108/130219號公告修正食品中抗肌動之檢驗方法，以高液相層析法(HPLC)分析之。(衛生福利部公告之抗肌動檢驗方法並無內附，抗肌動-胞膜5項及抗肌動-胞膜7項，皆須視報告上之測試項目有無敘述，即代表是否經產商允許其進行該項檢測)。	未檢出	0.006	g/kg
6.12.生菌數	衛生福利部標準方法第102/130123號公告修正食品衛生管理之檢驗方法，大菌落群之檢驗。	2.1x10 ⁷	10	CFU/g
6.13.大菌落群	衛生福利部標準方法第102/130123號公告修正食品衛生管理之檢驗方法，大菌落群之檢驗。	陽性	3.0	MPN/g
6.14.大菌落群	衛生福利部標準方法第102/130123號公告修正食品衛生管理之檢驗方法，大菌落群之檢驗。	陽性	3.0	MPN/g

註：1. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。

2. 本報告不得分贈或漏給使用。
3. 若該項測試分屬於定量的分別以「定量指標」表示；若該項測試分屬於定性的分別以「條列指標」表示。
4. 低於定量指標/條列指標之測定值以「未檢出」或「無性」表示。
5. 測試項目名稱旁加無分、為後續測試條件和參數與管理層建議項目。
6. 當主標數、數值及時間與測試結果中加星號(*)時，表示為分析值。

[illegible]

S&S Taiwan Ltd. 台灣益盛祥科技股份有限公司	Build. 8, No. 6, Sec. 2, Kunshin Export Processing Zone, Taichung, Taiwan / 高橋中興路加工出口區第6號8樓 +886-4-237-4121 +886-4-237-2163 www.sss.tw	Member of SSS Group
---	---	---------------------

